

Med QuickFit™ Lacers, kan du lett lage en sko med BOA lukking.



SKU	Item No.	Size	Details
QuickFit™ Lacer*	OK0200-130-05	Small	Laget for skostørrelse 41 og mindre. Kommer med et lav-profil hjul og 6 guides. Nagler selges separat.
	OK0220-130-05	Medium	Laget for skostørrelse 42 og høyere. Kommer med et lav-profil hjul og 8 guides. Nagler selges separat.
	OK0240-220-05	Large	Laget for AFO eller litt høyere sko. Kommer med et større og sterkere hjul og 10 guides. Nagler selges separat.
QuickFit™ Setter Tool	TL001		Anbefalt verktøy. Spesiellaget for bruk med QuickFit nagler. Klemmer naglene godt fast og lager hull for nagler dersom du trenger det.
QuickFit™ Rivets 100 pack	SP1040		Tilgjengelig i pakker av 100. Naglene er ikke inkludert i QuickFit Lacer Kits.

*Vajer kan kjøpes i 10 metersruller. Ett par sko krever 2 kit (ett kit pr sko).